

LVPP-10 Paquete de tejido de venopunción largo

Almohadilla compatible con ultrasonido que incluye 3 venas de diferente tamaño. Es perfecto para practicar la venopunción, identificación de nervios y cateterización periférica. Las tres venas son significativamente más visibles de un lado y más profundas del otro.

Desarrollo de habilidades

- Acceso intravenoso
- Retirar fluidos
- Inserción de un catéter dentro la vena periférica
- Guía por ultrasonido
- Interacción con un paciente durante el procedimiento

Características

- Compatible con ultrasonido
- Tres venas de diferentes tamaños en una almohadilla bilateral
- Muy durable, auto sellable, no muestra marcas de la aguja cuando se usa el ultrasonido
- Rellenado de venas para múltiples usos
- La base del tejido crea una curvatura natural
- Las venas pueden rellenarse múltiples veces

Componentes

- Almohadilla de venopunción larga
- Jeringa Luer Lock
- Fluido arterial de 236 ml
- 2 bolsas de simulación intravenosa
- Base con soporte para bolsa intravenosa
- Relleno de venas para múltiples usos.



Dimensiones: 10.16 x 20.32 x 2.56 cm

Peso: 910 g

Marca: SIMULAB **Modelo:** LVPP-10
(del fabricante) **(del fabricante)**

Procedencia del bien: Estados Unidos