

## S155 Simulador de cuidados de enfermería PEDI de 5 años Mike y Michelle

Sistema simulador de cuidados pediátricos para entrenamiento de procedimientos clínicos básicos y avanzados.

### Características

- Piel de cara suave y realista
- Cabello moldeado
- Comportamiento realista de los ojos para procedimientos oftálmicos
- Cabeza completamente articulada y mandíbula con dientes y lengua
- Articulaciones en mandíbula, codos, muñecas, rodillas y tobillos
- Manos, pies y dedos suaves y realistas
- Permite la intubación naso y oro gástricas
- Traqueotomía
- Intubación naso y oro traqueal
- Infusión intraósea
- Brazo de entrenamiento intravenoso
- Vena femoral
- Pulso palpable carotideo, femoral y braquial
- Estomas para ileostomía, colostomía y ejercicios suprapúbicos
- Elevación torácica con AMBU
- Canal auditivo simulado
- Órganos realistas para practicar RCP con puntos de referencia anatómicos
- Piel suave en la parte superior del cuerpo para una sensación real
- Lavado por sonda
- Desmontable por la cintura para un mejor almacenamiento
- Actividades de baño y vendaje
- Sitio de inyección intramuscular en deltoides y la parte superior del muslo
- Tanques internos removibles

### Incluye:

- Simulador de 5 años
- Camiseta y shorts
- Bolsa de transporte
- Manual de instrucciones



**Marca:**  
(del fabricante)

**Gaumard**

**Modelo:**  
(del fabricante)

**S155**

**Procedencia del bien:**

**Estados Unidos (USA)**