

S222.100 Simulador de Paciente de Cuidados Avanzados Super Chloe

Simulador de cuerpo completo para entrenamiento de habilidades básicas y avanzadas de enfermería, incluyendo ginecología, RCP, entrenamiento intravenoso, cateterización, enema, alimentación nasogástrica, curación y más.

Características

- Simulador de cuerpo completo
- Actividades de cuidado como bañado y vendaje
- Órganos intercambiables masculino y femenino
- Los ojos se cierran y abren
- Una pupila se encuentra dilatada
- Ojos realistas para ejercicios oftálmicos
- Piel suave y realista de cara, manos, pies y dedos
- Canal auditivo simulado para irrigación y gotas óticas
- Colostomía transversa, ileostomía y estomas suprapúbico para practicar irrigación
- Apertura para gastrostomía
- Administración de enema
- Juego de dos úlceras en decúbito
- Pulso palpable
- Cabeza, mandíbula, rodillas y tobillo articulados
- Órganos masculinos y femeninos intercambiables
- Pie ulcerado
- Juego de 2 úlceras de decúbito
- Sitio de inyección intramuscular en brazo, muslo y glúteo
- Brazo y mano para uso de inyección intravenosa, intramuscular y subcutánea
- Ruidos cardiacos y pulmonares de sitios específicos con estetoscopio virtual
- Tanques internos removibles
- Fácil de separar desde la cintura para almacenar fácil
- Los pestillos ofrecen seguridad entre las ostomías y los tanques de fluidos internos

Vías aéreas

- Vías aéreas anatómicamente precisas
- Sitio para traqueotomía
- Intubación por traqueostomía con tráquea reemplazable
- Pulmones, bronquios y tráquea permiten evaluar las habilidades en casos de vías respiratorias
- Sensación realista de la lengua, epiglotis, cuerdas vocales y esófago
- Intubación oral y nasal
- Tubo alimenticio nasogástrico y orogástrico, así como succión gástrica

RCP

- Práctica de RCP
- Elevación torácica realista con AMBU
- Corazón, pulmones, costillas, hígado y estomago realista
- OMNI 1 incluido para registrar la compresión y ventilación

Palpación de mama


- Pecho intercambiable masculino y femenino
- Palpación con 7 pechos anormales diferentes

Ginecológico

- Examinación pélvica bimanual
- Palpación de útero normal y embarazado
- Examinación vaginal incluyendo inserción de espejulo
- Reconocimiento visual de cérvix normal y anormal
- Sonda uterina
- Ducha vaginal y Papanicolau con cérvix y vagina realista

Incluye

- Simulador S222.100 con OMNI 1
- 7 pechos Intercambiables para palpación y examinación (mastitis crónica, carcinoma, crecimiento benigno, sarcoma gigante, carcinoma seroso y drenado de sistema linfático)
- Brazo de entrenamiento de presión sanguínea e intravenosa
- Guía de usuario
- Bolsa de transporte
- Cuello Ortopédico
- Juego de ruidos cardiacos y pulmonares



Marca:
(del fabricante)

GAUMARD

Modelo:
(del fabricante)

S222.100

Procedencia del bien:

Estados Unidos

