

M67B Almohadilla Ajustable Para Practica de Inyección Intramuscular

El Strap-on Intramuscular Injection Trainer está diseñado para la práctica entre estudiantes y pacientes simulados. Este entrenador facilita su comprensión de la inyección intramuscular desde el proceso y la sensación del pinchazo.

Características:

- El sensor duradero está integrado para evaluar el procedimiento.
- Tanto el foco como el zumbido muestran éxito o fracaso en el procedimiento
- El tanque de agua se encuentra dentro del simulador.
- Este entrenador es más fácil de drenar y sin dejar residuos en la bolsa de agua.
- La piel y el acromion son similares a la sensación de piel humana y permite palpar la anatomía.



Marca: Kyoto Modelo: M67B
(del fabricante) Kagaku (del fabricante) _____

Procedencia del bien: Japón