

S550.100.250 NOELLE Simulador Materno, Parto Neonatal PEDI Blue y OMNI 2

Modelo femenino anatómicamente correcto ideal para simulación de parto y manejo de complicaciones obstétricas en el embarazo, durante alumbramiento y post-parto.

Características

- Cuerpo femenino de tamaño natural
- Tablet inalámbrica OMNI 2
- Mandíbula, cuello y extremidades articuladas
- Los ojos se pueden cerrar o abrir manualmente
- Intubación oral, nasal o esofágica
- Sitio de inyección intramuscular en la región anterolateral del muslo
- Balón de Bakri
- Elevación torácica con ventilación por AMBU
- Múltiples posturas para parto
- Práctica eRCP con retroalimentación en tiempo real
- La ventilación y compresión son medidas y registradas
- Brazo intravenoso para administración y transferencia de fluidos.
- Canal de parto realista con cérvix dilatado y pelvis palpable
- Ritmo cardiaco fetal programable
- Placenta con fragmentos removibles y cordón umbilical
- Practica de las maniobras de Leopold
- Útero postparto con cérvix y tono uterino ajustable
- Hemorragia postparto con 1L de reserva de sangre simulada
- 2 vulvas para entrenamiento de sutura post parto
- Simulador neonatal PEDI Blue con piel inteligente y Tablet OMNI 2. El simulador es programable para generar el efecto de cianosis periférica y central en el recién nacido a través de la tecnología Smart skin. Recién nacido con vías aéreas para intubación oral, nasal o nasogástrica, eRCP con retroalimentación en tiempo real, ventilación y compresión medidas y registradas, elevación torácica con ventilación por AMBU, pulso palpable, infusión intraósea, brazo intravenoso y sitio de cateterismo umbilical con pulso palpable

OMNI 2

- Programe más de 35 signos vitales: ritmo cardiaco, ECG, presión sanguínea, O2SAT, etCO2, pulso y más
- Monitoreo virtual del paciente
- Librería de ECG
- Monitoreo de eRCP
- Control automático: pausa, continuar, descender la velocidad, reiniciar
- Control de distocia de hombros
- Monitor de control fetal
- Ritmo cardiaco fetal, variabilidad y aceleración/desaceleración
- Frecuencia de contracción, duración, intensidad y tono de descanso
- Acoplamiento, variabilidad y cambios espontáneos
- Entrenador de resucitación neonatal
- Modelo de estrés respiratorio neonatal

Incluye

- Simulador de parto de cuerpo completo NOELLE
- Sistema automático de parto

- Placenta
- Cordón umbilical
- Útero de 48hrs
- Sangre simulada
- Estuche de episiotomía
- Guía de usuario
- Fuente de poder
- Juego de venas
- Bolsa de transporte
- Simulador de recién nacido de cuerpo completo PEDI Blue
- Feto articulado
- Tablet OMNI 2 para NOELLE
- Tablet OMNI 2 para PEDI BLUE
- Monitor virtual de paciente



Marca:
(del fabricante)

Gaumard

Modelo:
(del fabricante)

S550.100.250

Procedencia del bien:

Estados Unidos (USA)