

M74 Simulador de Inyección del Glúteo Mayor

Propuesta técnica:

Simulador ideal para la práctica de los tres métodos de inyección en glúteo.

Características

- Hecho de una resina especial que permite la inyección repetida sin dejar rastro.
- El indicador muestra la precisión de posicionamiento de la punta de la aguja y la profundidad.
- El modelo tiene tres capas individuales: piel, músculo y esqueleto. Que permite identificar el lugar de la inyección
- Está diseñado para tres métodos: dorsoglúteo, punto de von Hochstetter y punto de Clark.
- El indicador muestra la precisión de la inyección. Si el lugar es el correcto, la jeringa puede inyectar su contenido.
- Permite palpar las referencias anatómicas como el trocánter mayor, la espina iliaca superior anterior y posterior así como el sacro.
- La piel del glúteo y el músculo son reemplazables.

Habilidades

- Inyección del glúteo mayor

Contenido

- Modelo de inyección
- Base para método von Hochstetter
- Controlador
- Adaptador de Alimentación CA
- Almohadilla de Sensor
- Manual de Instrucciones



ARAMED
Y LABORATORIO



Medidas: 12.5X13.6X7.8 in (Aprox. 31.75X 34.5X19.8 cm)

Garantía: 1 Año.

Marca: Kyoto Kagaku **Modelo:** M74
(del fabricante) (del fabricante)

Procedencia del bien: JAPÓN

PASEO LOMAS ALTAS #103 COL. LOMAS DEL VALLE CP 45129 ZAPOPAN JALISCO

TELS/FAX: 01 3336425160, 01 3336417901 y 01 8009990407

PÁGINA WEB: www.aramedlaboratorio.com E-MAIL: atencionacliente@aramedlaboratorio.com