

DLPTP-30 Punción lumbar de lujo / Entrenador epidural

El simulador de punción lumbar con ultrasonido es un entrenador que incluye la región lumbar, cresta iliaca, apófisis espinosa, ligamento amarillo, espacio epidural y duramadre; glúteo y un compartimiento con fluido simulado cerebroespinal.

Domine las técnicas de inserción epidural y cateterización con Facil-de-usar de Simulab, con el paquete de punción lumbar guiada con ultrasonido. Este entrenamiento ofrece paquetes con descuentos e incluye tejido obeso, normal y geriátrico.

Nuestro entrenador para la vida real, se coloca en posición vertical o en decúbito lateral y presenta las vértebras lumbares, la cresta ilíaca, el proceso espinoso, el ligamento amarillo, el espacio epidural y la duramadre.

El entrenador admite tres variedades de tejidos reemplazables con ultrasonido con anatomía significativamente diferente. Cada tejido permite a los usuarios experimentar variaciones en el grosor del disco y la profundidad del tejido blando en la parte superior de las vértebras. El entrenador también es compatible con nuestra línea de tejidos epidurales lumbares.

Características del Sistema

- Posición de sentado o decúbito lateral
- Tejido durable para múltiples procedimientos
- Práctica en diferentes tipos de tejidos
- Compartimiento para llenado de fluido cerebroespinal simulado en el tejido

Desarrollo de habilidades

- Uso de ultrasonido
- Practicar inyecciones espinales y epidurales desde la inserción hasta la cateterización completa
- Experimente la presencia y ausencia de resistencia, y golpeando el émbolo hasta que esté presente la pérdida de resistencia
- Capacidad para medir e insertar el catéter a la profundidad adecuada; retire la aguja y asegure Práctica de punción lumbar
- Practicar el procedimiento en decúbito lateral izquierdo o sentado.

Componentes

- Entrenador de punción lumbar
- Tejido geriátrico obeso (LPEGO-20), tejido geriátrico (LPEG-20), tejido obeso (LPEO-20), tejido normal (LPEN-20)
- 2 bolsas para sangre intravenosa (IVB-20) con tripie de mesa
- Jeringa Luer-lock



Peso: 7.25 Kg (individual)

Dimensiones: 23 x 33 x 35.5 cm (individual)

Marca:

SIMULAB

Modelo:

DLPTP-20

(del fabricante)

(del fabricante)

Procedencia del bien:

Estados Unidos