



ALT-10 Ultrasonido ArteriaLine y ABG Trainer

Con este modelo de manos y brazos fiel a la vida, los usuarios pueden practicar de forma segura la canulación arterial, la ABG y la punción arterial para completar la medición continua de la presión arterial y el muestreo de gases en sangre en pacientes en estado crítico.

El nuevo Simulab Ultrasound ArteriaLine y ABG Trainer permite a los educadores entrenar el cateterismo de la arteria radial guiada por ultrasonido y realizar el muestreo ABG. Este entrenador lleva la simulación médica a nuevos niveles con fuerza y frecuencia de pulso variables, puntos de referencia palpables, imágenes de ultrasonido nítidas y presión arterial que llena y una jeringa de muestreo ABG.

Características

- Técnica de ultrasonido o palpación ciega.
- La arteria es palpable en la muñeca y desciende a medida que se desplaza hacia el codo.
- Arteria autoaspirante con pulso ajustable y fuerza fluida
- Resistencia realista de tejido y pared arterial durante la inyección
- Pop distintivo de la pared de la arteria durante la inserción.
- Se puede observar un flashback natural del fluido simulado en la aguja.
- Embarcaciones reemplazables con un bajo costo por alumno

Componentes

- Entrenador ArteriaLine
- Fuente de alimentación de pared
- Tejido Ultrasonido Reemplazable
- 10 paquetes de arterias
- Botella de mezcla de fluido arterial
- Estuche protector
- Guía del usuario



ARAMED
Y LABORATORIO



Marca: Simulab Modelo: ALT-10
(del fabricante) (del fabricante)
Procedencia del bien: USA