

S153 Simulador Básico de 5 Años de RCP Básico

Simulador básico de 5 años de RCP de calidad diseñado para operar por años con puntos de referencia y vía aérea de una pieza desechable.

Características

- Simulador de cuerpo completo
- Cabeza y mandíbula articulado con dientes y lengua
- Vías aéreas bloqueadas cuando la cabeza esta flexionada
- Cavidad torácica con costillas moldeadas, pulmones y corazón
- Elevación torácica durante ventilación
- Sitios de pulso arterial carotideo, femoral y braquial
- Piel realista con cuero cabelludo
- Ojos realistas dentro de las orbitas para propósitos oftálmicos; una pupila se encuentra dilatada
- Flexión en la cintura
- Manos, pies y dedos realistas
- Desmontable en la cintura para un fácil guardado
- Vía aérea desechable para una practica higiénica de ventilación boca a boca
- Cabeza, cuello y mandíbula articulada para maniobra de inclinación de la cabeza y elevación del mentón
- Sitio de pulso venoso femoral
- Infusión intraósea
- Brazo de entrenamiento intravenoso
- Sitio de inyección intramuscular en el deltoides y cuádriceps
- Rodillas, tobillos, muñeca y codos articulados

Incluye

- Simulador S153
- Vías aéreas desechables
- Camiseta y pantalones
- Bolsa de transporte de nylon
- Manual de instrucciones



Marca: Gaumard Modelo: S153
(del fabricante) (del fabricante)

Procedencia del bien: Estados Unidos (USA)