

## S405 Brazo de Entrenamiento de Inyección de 5 Años

Este brazo de entrenamiento combina todas las características como intravenoso, intramuscular y subcutánea en un solo simulador.

### Características

- Inyección intravenosa, infusión y extracción de sangre
- Inyección subcutánea en el lado anterior y lateral del antebrazo
- Estructura venosa realista
- Bombeo externo para incrementar o disminuir la presión venosa
- Sitio de inyección intramuscular en el deltoides
- El dorso de la mano tiene 2 venas para preparación intravenosa
- Manos intercambiables: posición de agarre y dedos extendidos para pinchar dedo
- Venas y piel reemplazable fácilmente que pueden durar múltiples perforaciones de agujas
- Base con soporte color ahumado Lucite
- Bolsa de transporte de nylon
- Manual de instrucciones
- Juego con concentrado de sangre simulada, bomba de presión manual, bolsa dispensadora de sangre, embudo, talco y piel de repuesto del brazo



Marca (del fabricante): Gaumard Modelo (del fabricante): S405  
Procedencia del bien: Estados Unidos (USA)