

LVNP-10 Almohadilla de venopunción con nervio

Almohadilla compatible con ultrasonido que incluye 3 vasos de diferente tamaño y un nervio que cruza entre ellos. Es perfecto para practicar la guía por ultrasonido mientras aproxima la aguja y alinea el transductor.

Desarrollo de habilidades

- Acceso intravenoso
- Retirar fluidos
- Inserción de un catéter en la vena periférica
- Guía por ultrasonido
- Identificación de nervio
- Interacción con un paciente durante el procedimiento

Características

- Compatible con ultrasonido
- Tres vasos de diferentes tamaños con un nervio
- La profundidad de la vena es de 7.65 mm en el lado superficial y 17.75 mm en el lado profundo
- Durable, auto sellable, no muestra marcas de la aguja cuando se usa el ultrasonido
- Rellenado de venas para múltiples usos
- Fijador para crear mayor curvatura natural

Componentes

- Almohadilla de venopunción larga
- Fluido arterial de 236 ml
- Jeringa de Luer Lock



Dimensiones: 10.16 x 20.32 x 2.54 cm

Peso: 456 g

Marca: SIMULAB **Modelo:** LVNP-10
(del fabricante) (del fabricante)

Procedencia del bien: Estados Unidos