

S320.101 Simulador Recién Nacido HAL PEDI BLUE

El simulador de cuerpo completo PEDI BLUE para el manejo de las vías aéreas en un paciente recién nacido.

Características

- Neonato articulado de cuerpo completo
- Cianosis periférica y central, así como tono de piel sano
- Uso de monitor de signos vitales para seleccionar ritmo de mejora o deterioro

Vías aéreas

- Cavidad oral y vías aéreas anatómicamente precisas: lengua, cuerdas vocales, tráquea y el esófago para ejercicios de gestión de vía aérea
- Maniobra de Sellick
- Intubación con laringoscopio de hoja Miller y tubo endotraqueal de 2.5 sin manguitos o mascarilla laríngea
- Intubación oral y nasal
- Procedimiento de succión

Respiración

- Sensores de ventilación y compresión con RCP extracorpórea
- Expansión bilateral pulmonar con elevación torácica realista

Cardiaco

- Órganos internos realista para práctica de RCP
- RCP con técnica con ambos pulgares o alternado con los dedos

Circulación

- Pulso umbilical usando bomba manual

Incluye

- PEDI BLUE de cuerpo completo S320.101
- OMNI 1

- Fuente de poder 100-240 VAC
- Cables de conexión
- Manual de instrucciones
- Bolsa de transporte



Marca (del fabricante): Gaumard **Modelo (del fabricante):** S320.101

Procedencia del bien: Estados Unidos (USA)