

S108.100 Simulador Prematuro de 24 semanas

El simulador S108.100 de 24 semanas prematuro está diseñado para facilitar el entrenamiento de cuidados profesionales de un prematuro en incubadora con técnicas de resucitación, soporte respiratorio y manejo de las vías aéreas.

Características

- Prematuro de 24 semanas de 31.75 cm y 590 g
- Cianosis periférica y central, así como tono de piel sano
- Uso de monitor de signos vitales para seleccionar ritmo de mejora o deterioro

Vías aéreas

- Cavidad oral y vías aéreas anatómicamente precisas: cuerdas vocales, glotis y epiglotis
- Encías y lengua de tamaños apropiados
- Intubación endotraqueal
- Maniobra de Sellick
- Succión oral y nasal

Respiración

- Compliancia pulmonar realista
- Elevación torácica visible con valores de flujo, PIP y PEEP recomendados
- Soporte de ventilación por presión positiva incluyendo AMBU, CPAP, y ventiladores mecánicos

Cardiaco

- Pulso palpable
 - Braquial
 - Femoral
 - Umbilical
 - Fontanela
- Retroceso torácico realista al aplicar RCP

Circulación

- Canulación intravenosa
 - Mano
 - Cuero cabelludo


- Infusión y muestreo de catéter umbilical arterial y venoso
- Guía para ubicación de PICC
- Canalización central

Gastrointestinal

- Distensión gástrica
- Esófago reconocible
- Intubación nasogástrica / orogástrico
- Succión y sonda gástrica

Incluye

- Prematuro de 24 semanas de cuerpo completo S108.100
- Tubo, soporte y bolsa de intravenosa
- Estuche para llenado de líquidos
- Estuche para drenado
- Pera de goma con tubo
- Inserción intravenosa en el cuero cabelludo
- Canalización central
- Cordón umbilical
- Sabana y pañal para bebé
- Lubricante de aceite mineral
- Sangre simulada concentrada
- Cinta adhesiva médica
- Bolsa de transporte



Marca (del fabricante): Gaumard **Modelo (del fabricante):** S108.100

Procedencia del bien: Estados Unidos (USA)