

S101 Susie & Simon Simulador de habilidades de RCP de Recién Nacido

Simulador básico recién nacido de RCP de calidad diseñado para operar por años con puntos de referencia y vía aérea de una pieza desechable.


Características

- Simulador de cuerpo completo
- Cabeza y mandíbula articulado con lengua
- Vías aéreas bloqueadas cuando la cabeza esta flexionada
- Cavidad torácica con costillas moldeadas, pulmones y corazón
- Elevación torácica durante ventilación
- Piel suave y realista con moldeado de cuero cabelludo
- Ojos realistas dentro de las orbitas para propósitos oftálmicos
- Pulso bilateral braquial, femoral derecha y poplítea izquierda
- Vía aérea desechable para una práctica higiénica de ventilación boca a boca

Incluye

- Simulador S101
- Vías aéreas desechables
- Pañal y traje de cuerpo completo
- Bolsa de transporte de nylon
- Manual de instrucciones





Marca (del fabricante): Gaumard **Modelo (del fabricante):** S101

Procedencia del bien: Estados Unidos (USA)