

## ARTP-20 Paquete entrenador de Artrocentesis

El paquete para entrenamiento de diagnóstico y el procedimiento de artrocentesis. El modelo compatible con ultrasonido representa una pierna izquierda extendida e incluye la patela, ligamento de la patela, tibia, fémur, saco sinovial y líquido sinovial. El líquido sinovial simulado puede ser aspirado de la cavidad de la articulación utilizando el acercamiento medial o lateral y los sitios de inserción incluyen el suprapatelar y el parapatelar.

### Desarrollo de Habilidades:

- Aprenda a sustraer líquido de la bolsa suprapatelar
- Técnicas de aspiración e inyección
- Marcas anatómicamente correctas y significativas
- Realismo en la retroalimentación del procedimiento

### Características

- El tejido incluye la patela, ligamento de la patela, tibia, fémur, saco sinovial y líquido sinovial
- Tejido compatible con ultrasonido fácilmente relleno para repetir los procedimientos
- Palpación de marcas anatómicas significativas para realizar el procedimiento
- Tejido reemplazable y durable para múltiples usos
- Retroalimentación táctil realista
  - Sensación de contacto con el hueso si la aguja toca la patela o el fémur
  - Incapacidad de aspirar con la jeringa mientras la punta de la aguja se encuentra en la superficie del tejido blando de la capsula
  - Fácil aspiración del fluido con la jeringa cuando se realizó el procedimiento correctamente
- El fluido puede ser claro o de otro color
- Habilidad de incrementar o disminuir el tamaño de infusión hasta 60 cc del fluido

### Componentes

- Base de artrocentesis
- 2 tejidos reemplazables (ARCT-20)
- Jeringa Luer-Lock de 60ml
- Manual de instrucciones

**Dimensiones:** 33 x 21.5 x 17 cm

**Peso:** 3.4 Kg



Marca:  
(del fabricante)

SIMULAB

Modelo:  
(del fabricante)

ARTP-20  
Arthrocentesis Model

Procedencia del bien:

Estados Unidos