

S107 Simulador Recién Nacido Multipropósito

Simulador para cuidados de paciente neonatal avanzado

Características

- Piel de cara suave y realista
- Cabello moldeado
- Vías aéreas realistas con lengua, tráquea y esófago
- Cabeza y mandíbula completamente articulada
- Articulaciones en mandíbula, codos, muñecas, rodillas y tobillos
- Manos, pies y dedos suaves y realistas
- Órganos internos realistas para realización de RCP
- Permite la intubación naso y oro gástricas
- Intubación oral o nasal
- Brazo de entrenamiento intravenoso con pulso palpable
- Pulso umbilical con el uso de una bomba manual
- Estomas para ileostomía, colostomía y ejercicios suprapúbicos
- Elevación torácica con AMBU
- Compresión torácica
- Infusión intraósea
- Cateterización umbilical
- Genitales intercambiables
- Desmontable por la cintura para un mejor almacenamiento
- Actividades de baño y vendaje
- Tanques internos con sitios de estomas
- OMNI 1
- Camiseta y pañales
- Bolsa de transporte
- Manual de instrucciones



Marca: Gaumard Modelo: S107
(del fabricante) (del fabricante)

Procedencia del bien: Estados Unidos (USA)