

## S150 Simulador de cuidados de enfermería y RCP de 5 años Mike y Michelle Básico

Sistema simulador de cuidados pediátricos para entrenamiento de procedimientos clínicos básicos y avanzados.

### Características

- Piel de cara suave y realista
- Cabello moldeado
- Comportamiento realista de los ojos para procedimientos oftálmicos
- Cabeza completamente articulada
- Articulaciones en mandíbula, codos, muñecas, rodillas y tobillos
- Manos, pies y dedos suaves y realistas
- Permite la intubación naso y oro gástricas
- Canal auditivo simulado
- Piel suave en la parte superior del cuerpo para una sensación real
- Desmontable por la cintura para un mejor almacenamiento
- Actividades de baño y vendaje
- Sitio de inyección intramuscular en deltoides y la parte superior del muslo
- Tanques internos removibles

### Incluye:

- Simulador de 5 años
- Camiseta y shorts
- Collarín
- Bolsa de transporte
- Manual de instrucciones

### Opcionales

- |  |                     |
|--|---------------------|
| • Brazo de entrenamiento intravenoso                               | <b>S150.803R.IV</b> |
| • Acceso intraóseo de la tibia                                     | <b>S150.702</b>     |
| • Cuidado de estomas para ileostomía, colostomía y suprapúbico     | <b>S150.703</b>     |
| • Descompresión y drenaje torácico                                 | <b>S150.711</b>     |
| • Juego de sonidos cardíacos y pulmonares con estetoscopio virtual | <b>S150.848</b>     |



**Marca:**  
(del fabricante)

**Gaumard**

**Modelo:**  
(del fabricante)

**S150**

**Procedencia del bien:**

**Estados Unidos (USA)**