

## M63 Simulador de cuidados de enfermería de recién Nacido (Femenino)

Modelo de recién nacido de 0-4 semanas de edad. El modelo cuenta con el peso y el balance de un niño recién nacido además de fontanelas posteriores y anteriores palpables. El simulador se encuentra diseñado para la práctica de actividades como cambiar pañales, sostener al recién nacido, alimentarlo y vestirlo.

### Entrenamiento

- Baño
- Cuidado del cordón umbilical
- Alimentación.
- Enema.
- Cuidado de la nariz y el oído.
- Pañales.
- Medición del tamaño.

### Características

- Modelo de un tamaño real.
- El cuello del maniquí no es rígido.
- Las fontanelas son palpables.
- Las extremidades pueden ser dobladas y extendidas.
- El cordón umbilical es removible.
- Contra agua. El modelo tiene una estructura de un pieza que evita que haya filtraciones internas de agua.



Marca: Kyoto Modelo: M63  
(del fabricante) Kagaku (del fabricante) \_\_\_\_\_

Procedencia del bien: Japón