

M50B-B Brazo Simulador Intravenoso II

Set de dos modelos para la práctica de múltiples procedimientos, venas palpables para simular venopunción, intravenosa canulación e inyección.

Características:

- 2 Tipos de almohadillas para variar la dificultad de punción
- 3 Líneas venosas accesibles en la fosa cubital: vena basilíca, vena media y vena cefálica.
- Sensación realista de resistencia en la pared venosa.
- Efecto “Flash-back” puede ser observado

Habilidades de entrenamiento:

- Inyección intravenosa, extracción de sangre e infusión por goteo.



Marca: Kyoto Modelo: M50B-B
(del fabricante) Kagaku (del fabricante)

Procedencia del bien: Japón