

S115. Simulador de cuidados de soporte de vida avanzados (ALS) Mike y Michelle de 1 año de edad

Ficha técnica:

Sistema simulador de cuidados pediátricos para entrenamiento de procedimientos de soporte de vida avanzados de paciente de 1 año de edad.

Características

- Vías aéreas intubables
- Brazo para entrenamiento de inyección
- Pierna para inyección intraósea
- Simulación venosa y arterial
- Cabeza, cuello y mandíbula completamente articulada
- Vías aéreas anatómicamente correctas con cricocartilago, que permite la intubación, succión y maniobra de Sellick
- Características realistas como boca, tráquea, bronquios, pulmones y estomago distensible permitiendo la realización de procedimientos nasogástricos, nasofaríngeos, oro gástricos y oro faríngeos
- Brazo para entrenamiento de inyección con numerosos sitios venosos y arteriales
- Puntos de pulsos carotídeos y femorales
- Infusión intraósea y sistema de inyección con hueso realista de la tibia
- Camiseta y shorts
- Bolsa de transporte
- Manual de instrucciones

PESO: **3 Kg**

GARANTÍA: **1 año**

Marca: Gaumard Modelo: S115
(del fabricante) (del fabricante)

Procedencia del bien: Estados Unidos (USA)



ARAMED
Y LABORATORIO

Página 2 de 2



PASEO LOMAS ALTAS #103 COL. LOMAS DEL VALLE CP 45129 ZAPOPAN JALISCO
TELS/FAX: (33) 3642-5160 Y 36418699

PÁGINA WEB: www.aramedylaboratorio.com E-MAIL: atencioncliente@aramedylaboratorio.com