

S315.M2.250 Simulador Adulto HAL de vías aéreas y RCP

Simulador tamaño adulto HAL para entrenamiento de procedimientos de emergencia.

Características:

- Movimiento de parpados de manera manual
- Maniobra de inclinación de cabeza, elevación de mentón y tracción mandibular
- Intubación oral y nasal
- Anatomía de vías aéreas de alta fidelidad
- Soporte de ventilación por AMBU (bolsa autoinflable)
- Distensión gástrica con intubación esofágica
- Intubación selectiva del pulmón derecho presenta aumento del volumen torácico unilateral
- Punto de referencia para posición de manos en maniobra de RCP y compresión realista de la caja torácica

Incluye:

- Simulador Adulto HAL vías aéreas y RCP
- Bolsa para transporte

OMNI 2:

- a. RETROALIMENTACIÓN DE eRCP EN TIEMPO REAL DE OMNI®2 • Monitorear y medir la calidad de la RCP en tiempo real
- b. Las listas de verificación interactivas le permiten seguir fácilmente las acciones de los proveedores durante el ejercicio
- c. Exportación de informes de desempeño de RCP para el interrogatorio



Marca: Gaumard Modelo: S315.M2
(del fabricante) (del fabricante)

Procedencia del bien: USA