

MW22: Simulador de Cuidados "Cherry"

Descripción

Maniquí de paciente básico para cuidados de enfermería, de cuerpo completo, este maniquí de cuidados de enfermería ofrece un entrenamiento de los cuidados diarios para los profesionales en cuidados de la salud.

Características


Capacidad de sentarse sin soporte de respaldo.

Extremidades sin costuras hasta los dedos de manos y pies.

Rutas simuladas de IV y NTP para simular pacientes con líneas de catéter

Articulaciones realistas para el manejo del paciente

Partes opcionales, incluyen repuestos de genitales femeninos y masculinos que pueden usarse con agua





Procedimientos

- El cuidado bucal y prótesis
- Lavado de estómago
- Colocación de una sonda nasogástrica
- Colocación de la cánula nasal de oxígeno
- Cuidado y manejo de la traqueotomía
- Cuidado de la NTP
- Posicionamiento del cuerpo
- Manejo del Paciente
- Ejercicio pasivo
- Cambio de ropa
- Cuidado de gastrostomía endoscópica percutánea
- Cuidado del estoma
- Inyección subcutánea
- Cuidado de las úlceras
- Inserción y Cuidado de IV
- Cateterismo urinario
- Enema
- Inserción Supositorio
- Cuidado perineal
- Inyección intramuscular



Marca: Kyoto Kagaku Modelo (de fabricante): MW22

Procedencia del bien Japón