

## HTM-30 Modelo de hernia

El entrenador de Hernia es un modelo anatómicamente correcto que permite la práctica de técnicas y habilidades esenciales para la cirugía directa o indirecta de malla para hernia. El modelo incluye estructuras anatómicamente realistas y tres áreas designadas para la práctica la colocación y fijación de la malla. Puede ser reutilizado para repetidos entrenamientos.

### Desarrollo de habilidades

- Reconocimiento de marcas anatómicas y planos de tejidos
- Preparación de operación
- Dimensión, ubicación y fijación de malla de hernia

### Características

- Modelo anatómicamente correcto
- Tejido sintético realista
- Vasos sanguíneos, testículos y estructuras de la columna realista
- Incluye ilion, estructuras simuladas de hueso, ligamento de cooper, fascia transversal, peritoneo parietal y vasos sanguíneos: iliaca externa y epigástrica inferior



**Dimensiones:** 40.5 x 40.5 x 15 cm

**Peso:** 4.5 Kg

**Marca:** SIMULAB **Modelo:** HTM-30  
(del fabricante) (del fabricante)

**Procedencia del bien:** Estados Unidos