

## S157.250 Simulador de cuidados de enfermería y RCP de 5 años Mike y Michelle con OMNI 2

Sistema simulador de cuidados pediátricos para entrenamiento de procedimientos clínicos multipropósitos y de emergencia.

### Características

- Piel de cara suave y realista
- Cabello moldeado
- Comportamiento realista de los ojos para procedimientos oftálmicos
- Cabeza completamente articulada y mandíbula con dientes y lengua
- Articulaciones en mandíbula, codos, muñecas, rodillas y tobillos
- Manos, pies y dedos suaves y realistas
- Permite la intubación naso y oro gástricas
- Traqueotomía
- Intubación naso y oro traqueal
- Infusión intraósea
- Brazo de entrenamiento intravenoso
- Vena femoral
- Pulso palpable carotideo, femoral y braquial
- Estomas para ileostomía, colostomía y ejercicios suprapúbicos
- Elevación torácica con AMBU
- La compresión y ventilación es medida y registrada
- Canal auditivo simulado
- Órganos realistas para practicar RCP con puntos de referencia anatómicos
- Piel suave en la parte superior del cuerpo para una sensación real
- Colocación del tubo G
- Lavado por sonda
- Desmontable por la cintura para un mejor almacenamiento
- Administración por enema
- Actividades de baño y vendaje
- Sitio de inyección intramuscular en deltoides y la parte superior del muslo
- Cateterismo masculino y femenino
- Tanques internos removibles
- Administración de enema
- Inserción de supositorios rectales
- Genitales intercambiables
- Cateterización masculina y femenina

### Incluye:

