

Ficha Técnica:

Simulador de Sonidos de Corazón y Pulmón, niño de 5 años:

Este avanzado modelo simula el cuerpo de un niño de 5 años y sirve para enseñar los sonidos tanto pulmonares como cardiacos en sitios específicos. Los sonidos se escuchan cuando el estudiante ausculta en los lugares apropiados. Incluye un estetoscopio virtual que funciona sólo en los lugares correctos.

Características

- Maniquí pediátrico de cuerpo completo con zonas anatómicas palpables.
- Redes de sensores ocultos debajo de la piel.
- Escucha el corazón o el sonido apropiado de pulmón según la campana del estetoscopio se mueva a través del frente y parte posterior del torso.
- Incluye un estetoscopio virtual con múltiples sonidos del corazón y el pulmón.
- El estetoscopio tiene un altavoz externo para crear un aula virtual en donde los compañeros pueden oír lo que el alumno escucha.
- Manual de instrucciones.
- Bolsa de transporte



PESO:

GARANTÍA:

Marca (del fabricante):

Gaumard

Modelo (del fabricante):

S314.200

Procedencia del bien: Estados Unidos (USA)