

PH-51 Phantom Espina Lumbar para FLuoroscopia

Herramienta de entrenamiento ideal para taller práctico.

El Phantom para el entrenamiento con fluoroscopia de la columna lumbar permite diversos métodos de entrenamiento de procedimientos guiados por fluoroscopia para aliviar el dolor del área lumbar. El fantasma tiene dos tipos de inserciones intercambiables y reemplazables con columna lumbar opaca al radio.

- El bloque de vertebroplastia permite simular los procedimientos en vertebroplastia percutánea (PVP), incluido el avance del trocar en el cuerpo vertebral y la inyección de cemento.
- El bloqueo de anestesia permite el entrenamiento en anestesia epidural, así como la colocación de agujas para los bloqueos nerviosos.

El fantasma facilita la demostración y la formación en un entorno seguro.

Características:

- Dos tipos de bloques de entrenamiento reemplazables.
- La columna lumbar L2-L5 se puede visualizar bajo rayos X.
- Resistencia real a la aguja.
- Tejido autosellante
- Bloqueo de vertebroplastia: material crujiente y estructura interna similar a una esponja de los huesos de vertebroplastia
- Permitir la perforación de la aguja e inyección de cemento.
- Bloqueo de anestesia: sensación de "pop" realista cuando la punta de la aguja alcanza el espacio epidural y la aguja
- La colocación de la punta en el espacio epidural se puede confirmar inyectando medios de contraste.



Incluye:

- 1 torso lumbar
- 1 bloque de vertebroplastia
- 1 bloque de anestesia
- 1 funda de piel
- 1 jeringa
- 1 bolsa de riego
- 1 manual de instrucciones
- 1 estuche de almacenamiento

Marca: Kyoto **Modelo:** PH-50
(del fabricante) **Kagaku** **(del fabricante)**

Procedencia del bien: Japón