

S200 SUSIE SIMON Simulador de Paciente

Maniquí de tamaño real adulto que sirve para práctica de cuidados de un paciente.

Características

- Simulador de paciente tamaño adulto completo
- Cara, manos, pies y dedos suave y realista
- Los parpados pueden ser abiertos o cerrados para ejercicios oftálmicos
- Canal auditivo simulado para practicar riego y gotas óticas
- Dentadura superior e inferior para higiene oral
- Cabeza, mandíbula, codo, muñeca, rodillas y tobillos articulados
- Actividades de higiene y de vendado
- Flexión y separación desde la cintura para almacenar fácil
- Posición de supinación y de sentado
- Genitales intercambiables
- Uretra y vejiga realista para cateterización
- Tanques internos removibles

Vías aéreas

- Apertura por traqueotomía para colocación de tubo
- Intubación oral y nasal
- Intubación/succión nasogástrica y orogástrica

Ginecología


- Ducha vaginal y Papanicolau con cérvix y vagina realista

Entrenamiento de inyecciones

- Sitios de inyección intramuscular en deltoides, cuádriceps y región glútea superior

Incluye

- Simulador de paciente S201
- Manual de instrucciones



Marca: Gaumard Modelo: S200
(del fabricante) (del fabricante)

Procedencia del bien: Estados Unidos (USA)