

PLMP-10 Paquete entrenador PICCLineMan

Simulador de torso con cabeza articulada para el entrenamiento en la colocación de una línea PICC. El entrenador PICCLineMan provee un entrenamiento con nivel de principiante a experto en la colocación de una línea PICC utilizando como guía un sistema de ultrasonido para aprender habilidades de aislamiento/selección.

Marcas anatómicas palpables.

- Fosa ante cubital
- Clavícula
- Esternón
- Primero al cuarto espacio intercostal
- Acromion
- Cabeza del humero
- Costillas de la 1 a la 7.

Marcas Anatómicas que se detectan con ultrasonido.

- Vena basílica
- Vena braquial
- Vena cefálica
- Nervio mediano
- Arteria Braquial
- Húmero

Desarrollo de habilidades


- Procedimiento de PICC completo incluyendo cable guía, dilatación y canulación completa
- Cateterismo insertado periféricamente en la vena basílica, braquial o cefálica
- Usar guía con ultrasonido durante cateterismo
- Puntos de referencia anatómicos palpables clínicamente relevantes para medir la longitud del catéter
- Múltiples imágenes de rayos X que permiten asistir y predecir la posición más óptima de la vena cava superior

Características

- Excelente para guía venosa periférica de ultrasonido
- Torso humano anatómicamente correcto con brazo parcial a 90 grado y puntos de referencia anatómicos
- Diferencia de sangre venosa y arterial para mostrar resultados positivos o negativos
- Venas y tejido cutáneo auto sellable para múltiples canulaciones
- Las imágenes de rayos X pueden ayudar a los alumnos a confirmar la colocación adecuada o discutir las complicaciones.
- Nervio mediano visible con ultrasonido y añade realismo al acceso venoso braquial
- Pulso arterial y puntos de referencia presentes en ultrasonido en tiempo real para evitar y detectar errores

Cuerpo principal del PICC Line Man

- Torso PLM-11
- 2 tejido de reemplazo (PLM-PT)
- 25 cables guía no estériles
- Múltiples imágenes de rayos X mostrando el lugar de inserción del catéter
- Bolsa de transporte
- Fluido arterial (rojo)
- Fluido venoso (azul)
- Bombilla reguladora de pulso y presión
- Maleta de transporte.
- Guía de usuario



Dimensiones: 73.6 x 18 x 19 cm

Peso: 6.8 kg

Marca (del fabricante): Simulab **Modelo (del fabricante):** PLMP-11

Procedencia del bien: Estados Unidos (USA)