

S500.200. Modelo de parto Susie.

Ficha técnica:

Simulador de parto manual equipado con múltiples funciones.

Características:

- Sonidos audibles del corazón materno de 0 a 200 latidos por minuto.
- Los sonidos audibles del corazón del recién nacido de 0 a 220 latidos por minuto.
- Llantos audibles del recién nacido, gruñido y estridor.
- Entregas de vértice o podálico.
- Compatible con el uso de Vaccum o partos asistidos con Fórceps.
- Insertos de vulvas reemplazables y cérvix muy distensibles.
- Dos cubiertas abdominales extraíbles: una transparente y una Opaca.
- Feto con elevación de almohada para practicar maniobras de Leopold.

Contenido

- Torso inferior de nacimiento con canal de parto. Pelvis de tamaño real con las marcas anatómicas más relevantes y espacio abdominal suficiente para las maniobras de nacimiento. Se encuentra equipado con un sistema de audio que permite simular los latidos del corazón de la madre y un sistema de cateterización urinaria con flujo variable.
- Kit de hemorragia postparto.
- Cubierta abdominal transparente.
- Cubierta abdominal opaca.
- Feto Femenino de nacimiento (no articulado).
- Recién nacido masculino con pulso umbilical controlado por una bomba neumática.
- Módulo de maniobras de Leopold.
- Inserto de Vulva y Cérvix dilatado (con una apertura original de 2 cm de diámetro).
- 3 cordones umbilicales.
- 2 placentas.
- Módulo de masaje postparto.



El bebé de nacimiento tiene:

- Dos placentas con fragmentos extraíbles
- Cuatro cordones umbilicales
- Dos conectores
- Dos clips umbilicales
- Parto con fontanelas en el cráneo del bebé
- Ritmo cardíaco audible 0 a 220 latidos por minuto
- Mascara suave que se coloca sobre la cabeza del bebe para la utilización de Vaccum /Fórceps.

El bebé recién nacido tiene:

- Pulso Umbilical operado por compresión de bombilla
- Cubierta para la cabeza para minimizar la hipotermia
- Cateterismo umbilical.

Otras características:

- La hemorragia posparto es de 1,25 litros de fluido
- Control de masaje del útero para la hemorragia posparto
- Cateterismo de vejiga con flujo urinario variable.

Parto Podálico.

Practique partos podálicos y libere las piernas practicando las maniobras de Pinard.



Palpación Fetal

Palpación del feto a través de la cubierta opaca o transparente



Entrega con Vaccum

Asistencia con Vaccum o Fórceps. Entrega con cubierta o sin cubierta.



Entrega de Placenta

Posición de la placenta para simular placenta previa. La placenta también tiene para realizar desprendimientos de placenta.



Abrazaderas Umbilicales y Corte de Placenta

Incluye cuatro cordones umbilicales y dos clips para asegurar la placenta y ejercicios de corte



Sangrado postparto

Uso de concentrado de sangre para simular el sangrado post parto



Tonos cardiacos fetales

Pinard o los estetoscopios convencionales pueden usarse para escuchar los sonidos cardiacos fetales los cuales son ajustables desde 0 a 220 latidos por minuto.



Ritmo cardiaco, llantos y sonidos en las vías aéreas.

Selección el ritmo cardiaco, ritmo cardiaco maternal o llantos del recién nacido, gruñido y sonidos de estridor.





GARANTÍA: 1 año

Medidas (A x L x H): 40 cm x 80 cm x 70 cm

Marca: Gaumard Modelo: S500.200
(del fabricante) (del fabricante)

Procedencia del bien: Estados Unidos (EUA)