

PRTP-20 Paquete Entrenador de Reparación Perianal

El entrenador de reparación perianal es un modelo de tejido suave que incluye canales vaginales y rectales, piel, capas de musculo, esfínter rectal retráctil y mucosa rectal. Es ideal para el entrenamiento de desgarros perianales de primero hasta cuarto grado, incluyendo incisiones medias, medio laterales y laterales. La bandeja soporta el tejido para proveer tensión; esta característica realza la simulación y crea una marca anatómica ósea al simular la tuberosidad isquiática que permite al usuario realizar un bloqueo pudendal. El tejido reemplazable permite múltiples cortes y suturas realistas de la mucosa vaginal, musculo y capas subcutáneas. La distensión del tejido interno permite un acceso más realista a tejidos más profundos durante las reparaciones de tercer y cuarto grado. Es el único modelo para entrenamientos anatómicos y procedimientos del primero hasta el cuarto grado de lágrimas perineales.

Desarrollo de habilidades


- Entrenamiento de incisiones en línea media, medio lateral y lateral
- Retracción del tejido con la mano no dominante
- Inserción de retractor vaginal
- Capas de tejido suturables
 - Realice reparación de desgarres de primero a cuarto grado

Características

- Tejido reemplazable que permite múltiples sitios de incisión y suturas
- Tejido realista con propiedades para reparación de desgarre de cuarto grado con un esfínter retirable y mucosa rectal
- Tensión ajustable
- Base para asegurar el modelo

Componentes

- Dos tejidos peritoneales de reemplazo reparable (PRRT-20)
- Vara de tensión
- Base de entrenador de reparación peritoneal



Dimensiones: 22.86 cm x 25.4 cm x 19 cm

Peso: 2.7 Kg

Marca:
(del fabricante)

SIMULAB

Modelo:
(del fabricante)

P RTP-20

Procedencia del bien:

Estados Unidos