

M87 Simulador de venopunción

Simulador para realización de toma de muestra de sangre

Características:

- Vena ramificada en tres líneas, dos normales y uno fino, alrededor del centro de la almohadilla
- El tejido y la resistencia de la pared de la pared venosa es realista
- La vena se puede llenar y rellenar fácilmente usando una botella de plástico suave que funcione como bomba manual
- La almohadilla es reemplazable

Contenido del simulador:

- 5 almohadillas de punción venosa (tubo integrado)
- 5 marcos de apoyo con cinturón
- 5 tubos de inyección
- 5 tubos de drenaje
- 5 botellas de inyección

Partes de Reemplazo:

- Reemplazo del pad de punción (1 pieza) 11326-010
- Reemplazo del pad de punción (5 piezas) 11326-020



Marca:
(del fabricante)

Kyoto Kagaku

Modelo:
(del fabricante)

M87

Procedencia del bien:

JAPON (JP)