

M58 Simulador Examinador de Signos Vitales Neonato

Simulador audible, palpable y termométrico, repite los signos vitales de un recién nacido. Se pueden verificar ruidos cardiacos , la pulsación arterial en las muñecas, el cuello, el cuello y la sienes , también la temperatura rectal. Los sonidos cardiacos se registran en pacientes reales y se sincronizan con los pulsos arteriales . Todos los signos vitales pueden ser controlados mediante una unidad de control.



Marca: Kyoto kagaku Modelo: M58
(del fabricante) (del fabricante)

Procedencia del bien: Japón