

FLM-50 Sistema FemoraLineMan

FemoraLineMan ofrece una solución de entrenamiento efectiva y asequible para acceso venoso central o arterial usando la ruta femoral. Las propiedades únicas del tejido de este entrenador de línea femoral permiten a los profesionales de la salud entrenar utilizando guía de ultrasonido en tiempo real durante la colocación del catéter. Los tejidos reemplazables son de alta duración para su uso repetido.

Desarrollo de habilidades

- Práctica de palpación para identificar la localización de vasos sanguíneos
- Prácticas en el uso de la ecografía para:
 - El desarrollo de habilidades psicomotoras necesarias para la visualización durante la canulación
 - Visualización de pulso arterial y compresión venosa
 - Localización anatómica de vasos sanguíneos
 - Punción en la arteria femoral y técnicas de cateterización por palpación de marcas anatómicas significativas para realizar el procedimiento
 - Visualización de aguja en la canulación, guía y ubicación del catéter

Características

- Anatómicamente correcto, compatible con ultrasonido, con marcas palpables relevantes y anatomía vascular
- Tejido y venas auto sellable de larga duración para agujas y cateterización completa, las agujas y cateterización no degradan la imagen del ultrasonido
- Dos colores de sangre simulada para diferenciar la sangre arterial y venoso
- Presión venosa fácilmente ajustable permite compresión venosa o baja presión
- Pulso arterial presente y compresión venosa realista durante la palpación
- Tejido reemplazable previamente llenado con sangre artificial. El tejido puede permanecer con la sangre simulada cuando no este en uso y es fácil de rellenar en caso de ser necesario
- Portabilidad

Incluye

- Torso FemoraLineMan
- Tejido reemplazable (FLMT-50)
- Bolsa de transporte
- Fluido arterial (rojo)
- Fluido venoso (azul)
- Guía de usuario
- Recipiente de llenado de Puerto y línea de llenado
- Bombilla reguladora de pulso y presión



Medidas: 45 x 68.5 x 21.6 cm

Peso: 12 kg

Marca:
(del fabricante)

SIMULAB

Modelo:
(del fabricante)

FLM-50
FemoraLineMan
System

Procedencia del bien:

Estados Unidos