

S320.100 PEDI Blue simulador Neonatal con Omni Code Blue ®

Simulador de cuerpo completo para el manejo de RCP y vías aéreas en un paciente recién nacido.

Características

- Cuerpo de tamaño real articulado
- Vías aéreas realista de la cavidad oral: lengua, cuerdas vocales, tráquea y esófago para ejercicios de gestión de vía aérea.
- Intubación Oral o Nasal, además de succión vía nasogástrica u orogástrica
- Elevación del pecho realista que permite la observación unilateral o bilateral de la expansión de los pulmones bajo ventilación por presión positiva al realizar RCP (compresiones y ventilación con AMBU)
- Órganos internos realistas que incluyen corazón, pulmones y estomago
- Cuello suave con cricocartílago que permite la realización de las maniobras de Sellick para proveer una mejor vista de las cuerdas vocales y/o minimizar el reflujo gástrico
- Practica de cateterización umbilical y tacto de pulso en la misma región
- Realice las técnicas más comunes de RCP Neonatal con monitorea a través del dispositivo
- Omni™ Code Blue®
- Monitoreo del Ejercicio de RCP a través del dispositivo Omni™ Code Blue®, registre la intensidad, variación y correcta realización del ejercicio además de su monitoreo detallado por medio de conexión a computadora convencional (escritorio o laptop) Nota: equipo de cómputo no incluido
- A través del dispositivo omni code blue controle la cianosis periférica y central durante los ejercicios de RCP, haciendo más realista la simulación.

Opciones:

- Acceso Intraóseo en Pierna S320.100.1
- Acceso Intravenoso en Brazo S320.100.2



Marca: Gaumard **Modelo:** S320.100
(del fabricante) _____ **(del fabricante)** _____

Procedencia del bien: Estados Unidos (USA)