

MW36 Simulador de Asistencia al Parto Vaginal

Gracias a sus materiales novedosos en los genitales externos y en el canal del parto, es posible una representación muy realista del parto, desde la protección del perineo hasta la expulsión del feto y la placenta.



Características:

- Empleo de nuevos materiales con excelente elasticidad y durabilidad que permiten un entrenamiento repetitivo.
- Representación exacta del canal del parto, espinas isquiáticas y sínfisis del pubis lo cual facilita la relación entre el conocimiento anatómico y la técnica.
- La alta elasticidad del área genital, la forma adecuada del canal del parto, así como la agarradera de sujeción del cuerpo, permiten que la expulsión del feto en el parto se pueda simular con facilidad.

Habilidades a Entrenar:

- Asistencia al parto en diferentes posiciones maternas (decúbito dorsal o en cuatro extremidades/cuadrupedia)
- Protección perineal
- Expulsión del feto (con asistencia de pinzas o ventosa)
- Sujeción, atado y corte del cordón umbilical
- Expulsión de la placenta
- Observación del saco amniótico

Especificaciones:

Modelo pélvico-abdominal materno tamaño real

Dimensiones: 74 X 44 X 33.5cm (cuerpo del modelo)

Peso: 11.2kg

Material: Resina de diversos tipos, plástico



El Set Incluye:

- 1 modelo pélvico-abdominal materno
- 1 unidad genital (para examen pélvico y asistencia al parto)
- 1 feto
- 1 placenta
- 3 cordones umbilicales para onfalotomía
- 1 talco en polvo
- 5 sacos amnióticos
- 3 lubricantes (150ml)
- 1 tina
- 1 manual de instrucciones

Marca: Kyoto Kagaku

Modelo: MW36 **Procedencia del Bien:** JAPÓN