

M57B Evaluador de Simulación de Sutura

El simulador de evaluación de suturas permite una sutura sencilla de la piel interrumpida que puede evaluarse cuantitativamente por el tiempo de operación, la fuerza final de tensión agregada a la piel, la uniformidad de la colocación de la puntada y la de cada puntada. Proporciona una evaluación objetiva al evaluar los logros de los alumnos en las áreas del tiempo, la fuerza en el tejido, la tensión de sutura, el espaciado de las puntadas y la dehiscencia de la herida. La piel simulada ofrece una resistencia de punta de aguja real. El modelo de entrenamiento tiene un diseño compacto para ahorrar espacio.

Características:

Cuenta con 3 modos para diferentes propósitos de entrenamiento.

- Evaluación objetiva para el autoaprendizaje.
- Aprendizaje mediante referencia de ejemplos y datos registrados.
- Exámen; evaluación por parte de un instructor.



Incluye:

- Base
- 1 Unidad de sutura de piel
- 40 Pielés simuladas
- 1 unidad USB
- 1 PC con software
- 1 Película demostración (CD)
- 1 Estuche de almacenamiento
- 1 Manual de instrucciones

Marca: Kyoto Kagaku **Modelo:** M57B
(del fabricante) **(del fabricante)**

Procedencia del bien: Japón