



### **MW15. Simulador de Pericardiocentesis guiado por Ultrasonido**

#### **Propuesta técnica:**

Modelo de entrenamiento con habilidades de entrenamiento guiado por ultrasonido para una pericardiocentesis.


#### **Características:**

- Sitios de punción pueden ser determinados por ultrasonido y palpación.
- Diseño anatómicamente correcto.
- ofrece imágenes de lugares apropiados para la práctica del enfoque subxifoidea y la aproximación paraesternal.
- Sensación realista de la punta de aguja a la hora de penetrar el saco pericárdico.

#### **Habilidades:**

- ❖ Pericardiocentesis
  - Posicionamiento de paciente
  - Revisión por ultrasonido permite visualizar el líquido pericárdico.
  - Puntos de referencia palpables.
  - Inserción de aguja en el espacio pericardial.
  - Aspiración de fluido pericardial.





**Set Pack:**

- 1 Modelo de pecho adulto con espaciador
- 1 Pad de punción para pericardiosentesis
- 1 Almohada para posicionamiento
- 1 Set de accesorios:
  - 1 irrigador
  - 1 embudo
  - 2 Jeringas de 50 ml
  - Manguera
- 1 unidad de línea media escapular (contenedor con órganos, pad de punción)
- 1 unidad de line media axilar
- 1 Manual

**GARANTÍA:** 1 año

**Marca:**

Kyoto Kagaku

MW15

**(del fabricante)**

**Modelo:**

**(del fabricante)**

**Procedencia del bien:**

JAPON (JP)