

S117.250 Simulador de Cuidado de Paciente Multipropósito y RCP Pediátrico 1 año


Sistema simulador de cuidados pediátricos para entrenamiento de procedimientos clínicos básicos y avanzados en un paciente de 1 año de edad

Características

- Piel de cara suave y realista
- Cabello moldeado
- Comportamiento realista de los ojos para procedimientos oftálmicos
- Cabeza completamente articulada y mandíbula con dientes y lengua
- Ejercicios NG para demostrar la alimentación con tubo
- Curvas en la cintura como en humanos
- Articulaciones en los codos y rodillas
- Manos, pies y dedos suaves y realistas
- Piel suave en la parte superior del cuerpo para una sensación realista
- Desmontable por la cintura para un mejor almacenamiento
- Actividades de baño y vendaje
- Sitio de inyección intramuscular en la parte superior del muslo
- Genitales masculinos intercambiables
- Apertura para traqueotomía
- Cateterismo masculino y femenino
- Tanques internos removibles
- Administración de enema
- Oral, nasal, y la intubación digital,
- Colocación OP / NP tubos
- Colocación nasal y bucal sondas gástricas
- Aspiración
- Ventilación Manual con elevación del pecho realista
- Compresión de pecho
- Lavado / sonda
- Colocación G-tubo
- Estomas de ileostomía, colostomía, y ejercicios supra púbicas
- Infusión interósea
- Brazo para practica de inyecciones Intravenosas con pulsos palpables variables
- Colocación de supositorios rectales
- Camiseta y shorts
- Collarín
- Bolsa de transporte
- Manual de instrucciones

OMNI® 2

- Control inalámbrico de hasta 30 pies.
- Interfaz inalámbrica con pantalla táctil
- Controles de signos vitales optimizados para la operación sobre la marcha
- Compatible con monitor de paciente virtual opcional
- La sesión registra acciones, signos vitales, métricas de RCP y comentarios adicionales.



Marca: Gaumard **Modelo:** S117.250.PK
(del fabricante) _____ **(del fabricante)** _____

Procedencia del bien: _____ Estados Unidos (USA) _____