

MW12 Simulador de examinación de oído II

El nuevo simulador de examen del oído es un modelo actualizado para adquirir habilidades seguras y fiables para examinar el conducto auditivo externo y la membrana timpánica con un otoscopio. Tiene una alarma que detecta la inserción dolorosa.

La alarma tiene dos modos: el modo de autoaprendizaje (con alarma), y el modo de instructor (silencio). El modo de instructor es útil para el examen de habilidades.

Características

- Alarma contra inserción dolorosa: sonido (modo de autoaprendizaje) y la luz roja (modo silencioso).
- 9 casos presentes, los más importantes.
- Cambio rápido entre cada caso.
- Los canales auditivos vienen en 2 tamaños
- Oído suave, anatómicamente correcto que permite el ejercicio de enderezar el canal auditivo tirando de la oreja.
- funciona con otoscopio real.
- El cuello del maniquí se puede inclinar.
- Ambos oídos presentan la misma anatomía para realizar prácticas
- Alarma intermitente y luz amarilla cuando la punta de un instrumento pasa la parte blanda del canal auditivo y alarma continua con luz roja cuando el instrumento llega al tímpano

Desarrollo de habilidades

- Examen del oído con un otoscopio.
- Extracción de cuerpos extraños y cera del oído.

Casos

- Normal
- Otitis media grave (SOM)
- Otitis media mucoide (MOM)
- Otitis media crónica con perforación
- Otitis media aguda supurativa.
- Colesteatoma
- Timpanoesclerosis
- Perforación timpánica
- Tapón de cerumen

Set incluye

- Cabeza de maniquí con hombros.
- 4 tipos de unidades de oído: examen de oído normal, examen de oído con estenosis, cuerpo extraño en oído normal y cuerpo extraño en oído con estenosis.
- Un set de cuerpos extraños removibles: cera del oído, juguete pequeño, fragmentos de esponja y cuchara.



Tamaño: 42 x 21 x 39 cm.

Peso: 1.49 kg.

Marca:
(del fabricante)

Kyoto Kagaku

Modelo:
(del fabricante)

MW12

Procedencia del bien:

Japón