

## ARCT-20 Tejido de Reemplazo de Artrocentesis

Tejido de reemplazo para el modelo de artrocentesis.

### Características

- Tejido compatible con ultrasonido fácilmente relleno para repetir los procedimientos.
- Las áreas compatibles con ultrasonido, incluyen; la paleta, ligamento de la paleta, tibia, fibula, fémur, saco sinovial y el fluido sinovial.
- Los sitios de inserción incluyen el suprapatelar y el parapatelar.
- Palpación de marcas anatómicas significativas para realizar el procedimiento
- Tejido reemplazable y durable para múltiples usos
- Retroalimentación táctil realista
  - Sensación de contacto con el hueso si la aguja toca la patela o el fémur
  - Incapacidad de aspirar con la jeringa mientras la punta de la aguja se encuentra en la superficie del tejido blando de la capsula
  - Fácil aspiración del fluido con la jeringa cuando se realizó el procedimiento correctamente. Este puede ser aspirado abordando medial o lateralmente.
- El fluido puede ser claro o de otro color
- Habilidad de incrementar o disminuir el tamaño de infusión .

### Componentes

- Tejido reemplazable

**Dimensiones:** 15 x 14 x 10.8 cm

**Peso:** 1.1 Kg



Marca:  
(del fabricante)

SIMULAB

Modelo:  
(del fabricante)

ARCT-20  
Arthrocentesis Model

Procedencia del bien:

Estados Unidos