

MW14 Simulador de manejo difícil en vías aéreas (Modelo de Demostración)

Diseño compacto, exactitud anatómica y una variedad de entornos Administración de Vía Aérea Difícil (Difficult Airway Management "D.A.M."), ideales para la demostración de habilidades y dispositivos.

Características:

24 variaciones y/o combinaciones de entrenamiento en vía aérea:

1 caso normal, combinaciones debido a 2 rangos de flexión de cuello, 3 rangos de apertura de la vía aérea, Edema de lengua y rangos de posición de las cuerdas vocales.



Habilidades:

- Técnicas de apertura de la vía aérea (inclinación de la cabeza, presión en la mandíbula)
- Ventilación con BVM
- Valoración de pre intubación de vías aéreas
- Angulación en vía aérea (posición de olfateo)
- Presurización de laringe externa para mejorar la visión de la laringe
- Intubación Intraoral/intranasal
- Uso de la vía aérea orofaríngea (OPA)
- Uso de la vía aérea nasofaríngea (NPA)
- Uso de mascarilla laríngea
- Uso de video-laringoscopia
- Uso de intubación traqueal con fibroscopio
- Confirmación de correcta ventilación dado por indicadores
- Anatómicamente correcto.
- Los dientes frontales superiores son extraíbles cuando se aplica una fuerza excesiva.
- Confirmación de correcta colocación de tubo laríngeo dado por indicadores.
- Evaluaciones sobre los procedimientos incorrectos, incluyendo la intubación del esófago y la intubación unilateral
- Aseguramiento del tubo laríngeo y uso de soporte Thomas para tubo endotraqueal

Marca: Kyoto **Modelo:** MW14
(del fabricante) **Kagaku** **(del fabricante)**

Procedencia del bien: Japón