

S555.100 Simulador NOELLE Móvil de Emergencias Obstétricas (MOES)

Noelle MOES es un paquete de simulación para entrenamiento basado en escenarios, desempeño cuantitativo y herramientas de interrogación diseñado para practicar emergencias obstétricas

Características

- Cuerpo femenino de tamaño natural articulado.
- Vía aérea intubable con inflamamiento del pecho.
- La ventilación y la compresión de pecho pueden ser monitoreados y guardados
- Brazo IV para medicamentos y transferencia de fluidos.
- Cubierta del estómago removible.
- Múltiples sonidos cardiacos del feto.
- Sistema de alumbramiento automático.
- Medición del descenso de la cabeza y la dilatación del cuello uterino.
- Múltiples ubicaciones de la placenta.
- Cuellos uterinos dilatables y reemplazables.
- Practica de suturas post-parto en insertos de vulva.
- Bebe de alumbramiento articulado con placenta.
- Nuevo módulo de hemorragia y palpación post-parto.
- Permite practica de simulación de distocia de hombros, hemorragia post parto, parto de nalgas y parto vaginal instrumentado, eclampsia, prolapso de cordón umbilical
- Permite la resucitación neonatal
- Pulso radial
- Discurso materno
- Signos vitales de la madre

Neonato

- Neonato de cuerpo completo Intubable con cianosis y pulso umbilical
- Compresión y ventilación de pecho medibles y guardadas
- Sonidos cardiacos y pulmonares
- Llanto real

Incluye

- NOELLE S555.100 con neonato completamente desarrollado con pulso y cianosis

PASEO LOMAS ALTAS #103 COL. LOMAS DEL VALLE CP 45129 ZAPOPAN JALISCO
TELS/FAX: (33) 3642-5160 Y 36418699

PÁGINA WEB: www.aramedylaboratorio.com E-MAIL: atencioncliente@aramedylaboratorio.com


- Monitor táctil de 23" con despliegue de 8 valores incluidos (frecuencia cardiaca, CO2, SpO2, temperatura, tiempo, NIBP, ABP, RR). Cambio entre 5 formas de onda dinámica incluyendo ECG II, ABP, respiración, CO2 y pulsioxímetro. Monitor perinatal con actividad uterina programable y frecuencia cardiaca fetal
- Laptop 15" con conexión USB a cámara con micrófono alámbrica
- Manual de escenarios
- DVD con introducción a escenarios, inicio y videos de guía
- Maleta de transporte

Curso de entrenamiento MOES

- Paquete comprensivo de escenarios simulados para entrenamiento emergencias de obstetricia
- Permite el rastreo y registro de la práctica de los escenarios para su discusión y manejo del equipo
- Permite la implementación de estrategias de retroalimentación, ya sea con participantes de un grupo, o entre grupos

Opciones:

S555.100.310 Paquete de 5 Controles Extras



Marca:
(del fabricante)

Gaumard

Modelo:
(del fabricante)

S555.100

Procedencia del bien:

Estados Unidos (USA)