

## MW7B ENTRENADOR PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL II

### Características:

- 9 Ejemplos preestablecidos basados en la clasificación de la OMS con funciones de juego aleatorio, ayudan a repetir los ensayos de autoaprendizaje y estudio en grupo.
- El simulador también se puede utilizar para evaluación de habilidades objetivas de los alumnos.
- La tasa de deflación de la presión del manguito y el valor de la presión sanguínea se muestran digitalmente, lo que permite una evaluación continua de las habilidades .
- El simulador se puede conectar a altavoces externos (no incluidos) para reproducir los sonidos de Korotkoff en aula.



### Habilidades de entrenamiento:

- Palpación
- Colocación del manguito
- Presurización manual
- Auscultación de los sonidos de Korotkoff
- Palpación de los pulsos radiales
- Lectura de BP
- Deflación del manguito

**Incluye:**

- Modelo de brazo
- Controlador con adaptador de CA
- Unidad de esfigomanómetro
- Manual de instrucciones
- Bolsa de transporte



**Marca:** Kyoto Kagaku      **Modelo:** MW7B  
(del fabricante)      (del fabricante)

**Procedencia del bien:** Japón