

## S315.200 Simulador Adulto HAL de Entrenamiento de Ruidos cardiacos y pulmonares

La tecnología de auscultación se encuentra integrada en el estetoscopio digital VS100/VS105 que incluye una tarjeta con referencia que indica los sitios para auscultación

### Características:

- Torso y Cabeza tamaño adulto con marcas anatómicas palpables
- Sensores escondidos debajo de la piel para la conexión inalámbrica con el estetoscopio digital
- Escuche los ruidos cardiacos o pulmonares mientras la campana del estetoscopio se mueve desde la parte anterior a la posterior del torso
- Módulo de bocinas externas para conectar al estetoscopio virtual y todos puedan escuchar lo mismo que se escucha en las olivas del estetoscopio virtual

### Incluye:

- Simulador Adulto HAL S315.200
- Estetoscopio virtual VS100
- Bolsa para transporte
- Manual de instrucciones



Marca: Gaumard  
(del fabricante)

Modelo: S315.200  
(del fabricante)

Procedencia del bien: Estados Unidos (USA)