

S552 NOELLE Torso simulador de parto


Un simulador que nos brinda ahorro de espacio para aquellos programas dedicados al manejo de complicaciones tanto en el embarazo como en el alumbramiento.

Características

- Torso femenino de tamaño real
- Cubierta del estómago removible
- Un bebe articulado con cordón umbilical y placenta
- Mecanismo de parto en diferentes presentaciones (de nalgas, cabeza, distocia o asistencia con instrumentos)
- Sistema de alumbramiento automático que rota al bebe como si se moviera a través del canal de parto
- Medición del descenso de la cabeza y de la dilatación del cuello uterino
- Múltiples posiciones para la placenta
- Cuello uterino reemplazable
- Practica de sutura postparto
- Practica de las maniobras de Leopold

Incluye

- Dos cordones umbilicales
- Dos cuellos uterinos dilatados
- Dos ganchos umbilicales
- Dos insertos de vulva
- Tres vulvas para sutura postparto
- Talco y lubricante de silicón
- Guía de entrenamiento NOELLE
- Tips de enseñanza NOELLE con escenarios
- Bolsas de transporte
- Control OMNI



Marca:
(del fabricante)

Gaumard

Modelo:
(del fabricante)

S552

Procedencia del bien:

Estados Unidos (USA)