

S415.100 Sistema de Entrenamiento de Presión Sanguínea con Bocinas

Este simulador para el entrenamiento en el sistema de presión sanguínea consiste en brazo izquierdo de adulto tamaño real que también puede ser conectado a cualquier maniquí adulto Gaumard. Es una versátil herramienta de formación, desarrollado para ayudar a los profesionales de la salud a enseñar los procesos y habilidades necesarias para llevar a cabo los procedimientos y técnicas de auscultación de la presión arterial.

Características

- Brazo izquierdo de tamaño normal que también se puede unir a cualquier maniquí Gaumard de adulto.
- Es programable, el pulso radial es palpable cuando la presión en la pera de goma del baumanómetro es menor que la presión arterial sistólica seleccionada.
- Sonidos de Korotkoff desde K1 a K4 (K5 es silencioso) audibles entre las presiones sistólica y diastólica.
- Los sonidos de Korotkoff son automáticamente silenciados si se selecciona una abertura de auscultación.
- Los sonidos de Korotkoff se ajustan automáticamente dependiendo de la frecuencia cardíaca seleccionada y la tasa de deflación de la pera.
- Puede utilizarse un estetoscopio convencional para auscultar los sonidos de Korotkoff en la zona ante cubital.
- Módulo de bocinas externas para conectar al estetoscopio y todos puedan escuchar lo mismo que se escucha en las olivas del estetoscopio
- Incluye un entrenador programable para la auscultación arterial.
- Presiones sistólica y diastólica ajustables.
- Abertura de auscultación ajustable.
- Frecuencia del pulso ajustable.
- Pantalla donde se muestran los valores de la pera de presión.
- Fuente de alimentación de 100 a 240 VCA.
- Bolsa de viaje hecha de nylon suave.
- Incluye manual de instrucciones.
- OMNI 1



Marca (del fabricante): Gaumard Modelo (del fabricante): S415.100
Procedencia del bien: Estados Unidos (USA)