



### **S117. Simulador de Cuidado de Paciente Multipropósito y RCP Pediátrico 1 año**

Sistema simulador de cuidados pediátricos para entrenamiento de procedimientos clínicos básicos y avanzados en un paciente de 1 año de edad


#### **Características**

- Piel de cara suave y realista
- Cabello moldeado
- Comportamiento realista de los ojos para procedimientos oftálmicos
- Cabeza completamente articulada y mandíbula con dientes y lengua
- Ejercicios NG para demostrar la alimentación con tubo
- Curvas en la cintura como en humanos
- Articulaciones en los codos y rodillas
- Manos, pies y dedos suaves y realistas
- Piel suave en la parte superior del cuerpo para una sensación realista
- Desmontable por la cintura para un mejor almacenamiento
- Actividades de baño y vendaje
- Sitio de inyección intramuscular en la parte superior del muslo
- Genitales masculinos intercambiables
- Apertura para traqueotomía
- Cateterismo masculino y femenino
- Tanques internos removibles
- Administración de enema
- Oral, nasal, y la intubación digital,
- Colocación OP / NP tubos
- Colocación nasal y bucal sondas gástricas
- Aspiración
- Ventilación Manual con elevación del pecho realista
- Compresión de pecho
- Lavado / sonda
- Colocación G-tubo
- Estomas de ileostomía, colostomía, y ejercicios supra púbicas
- Infusión interósea
- Brazo para practica de inyecciones Intravenosas con pulsos palpables variables
- Colocación de supositorios rectales
- Camiseta y shorts
- Collarín
- Bolsa de transporte
- Manual de instrucciones

**Opciones para complementar el Funcionamiento del Sistema.**



- **S117.184. Paquete Omni Code Blue.** Monitor con registro de ventilación y compresiones del pecho con el Omni™ Code Blue Pack. Visualización de retroalimentación y rendimiento en el dispositivo Omni™ o en cualquier dispositivo equipado con Windows.



**CONTROLADOR OMNI CODE BLUE**

#### **S110.10. Kit de sonidos de corazón y pulmón en sitios específicos con estetoscopio**

- Escucha el corazón o el sonido apropiado de pulmón según la campana del estetoscopio se mueva a través del frente y parte posterior del torso.
- Incluye un estetoscopio virtual con múltiples sonidos del corazón y el pulmón.
- El estetoscopio tiene un altavoz externo para crear un aula virtual en donde los compañeros pueden oír lo que el alumno escucha.

#### **S110.11. Descompresión del pecho y drenaje**



**ARAMED**  
**Y LABORATORIO**  
**S.A. de C.V.**



**PESO: 4 Kg**

**GARANTÍA: 1 año**

**Marca:**  
**(del fabricante)**

**Gaumard**

**Modelo:**  
**(del fabricante)**

**S117**

**Opciones:**

**S117.184**  
**S110.10**  
**S110.11**

**Procedencia del bien:**

**Estados Unidos (USA)**