



# ARAMED Y LABORATORIO

## S315.100. Entrenador multipropósito de vías aéreas Simon

### Ficha técnica:

Sistema simulador para entrenamiento de vías aéreas de paciente adulto.

### Características

- Colocación de tubo de traqueotomía
- Cricotirotomía de emergencia
- Descompresión de neumotórax bilateral
- Seis reemplazos de piel de cuello, tres cricocartilagos y cinta para simulación de membranas
- Manual de instrucciones
- Bolsa de transporte

### Opciones

- S220.10. Entrenador de sitio específico de sonidos cardiacos y pulmonares



PESO: **8 kg**

GARANTÍA: **1 año**

Marca: **Gaumard** Modelo: **S315.100**  
(del fabricante) \_\_\_\_\_ (del fabricante) \_\_\_\_\_

Procedencia del bien: **Estados Unidos (USA)**  
\_\_\_\_\_