

## LVP-10 Almohadilla de venopunción larga

La almohadilla de venopunción larga es compatible con ultrasonido, sirve para practicar la venopunción y cateterización periférica, incluye 3 vasos de diferente tamaño.

### Desarrollo de habilidades

- Acceso intravenoso
- Inserción de un catéter en la vena periférica
- Guía por ultrasonido

### Características

- Compatible con ultrasonido
- Tres vasos de diferentes tamaños en una almohadilla bilateral
- La vena es ligeramente visible en la superficie de la piel de un lado y oscura por una capa delgada de tejido en el otro lado
- La profundidad de la vena es de 7.65 mm en el lado superficial y 17.75 mm en el lado profundo
- Durable, auto sellable, no muestra marcas de la aguja cuando se usa el ultrasonido
- Fácil relleno de venas para múltiples usos

### Componentes

- Almohadilla de venopunción larga
- Jeringa Luer Lock
- Fluido arterial de 236 ml



**Dimensiones:** 10.16 x 20.32 x 2.56 cm

**Peso:** 456 g

**Marca:** SIMULAB **Modelo:** LVP-10  
**(del fabricante)** **(del fabricante)**

**Procedencia del bien:** Estados Unidos