


S400 Brazo de Entrenamiento Intravenoso

Este brazo está diseñado para el entrenamiento esencial en el procedimiento de extracción de sangre, infusión e inyección intravenosa.

Características

- Red venosa prominente
- Sonido realista al insertar aguja en la vena
- Vena cefálica, basílica, ante cubital, radial y cubitales
- Simulación de técnicas de infusión
- Administración de medicamento por bolo intravenoso
- Simulación de colapso de vena
- Venas y piel realista
- Venas en el dorso de las manos
- Sitio de inyección intramuscular en el deltoides
- Inyección subcutánea en el lado anterior del ante brazo y lateral del brazo
- Posición de torniquete y puño cerrado
- Base con soporte color ahumado Lucite
- Bolsa de transporte de nylon
- Juego con concentrado de sangre simulada, bomba de presión manual, bolsa dispensadora de sangre, embudo, talco y piel de repuesto del brazo



Marca (del fabricante): Gaumard Modelo (del fabricante): S400
Procedencia del bien: Estados Unidos (USA)